

آدیوپلاس (محیط تمایز آدیپوزن)

فقط برای کارهای تحقیقاتی

شماره کاتالوگ: BI-1101

توصیف محصول

آدیوپلاس یک محیط آماده به مصرف است که برای تمایز آدیپوزن سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC) بخصوص سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان در سیستم *in vitro* تولید شده است. پس از حدود ۳ هفته سلول‌های تمایز یافته را می‌توان برای سنتز لیپید با رنگ آمیزی Oil-Red-O بررسی کرد. آدیوپلاس یک ابزار تحقیقاتی بسیار خوب برای مطالعه اختلالات آدیپوسیت، آدیپوزن، و بیماری‌های متابولیک مرتبط با آدیپوسیت است. این محیط حاوی تمام معرف‌های لازم برای القاء مسیرهای آدیپوزن در سلول‌های بنیادی مزانشیمی برای تولید آدیپوسیت‌ها می‌باشد.

اطلاعات مهم

- آدیوپلاس در ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد تا یک ماه پایدار است. برای نگهداری درازمدت، باید محیط را در مقادیر کم الیکوت و فریز کنید. با این حال، فریز کردن، درصد تمایز را کاهش می‌دهد.
- محیط را فریز و ذوب مجدد نکنید.
- این محیط حاوی گلو تامکس است.
- رنگ محیط باید قرمز شفاف باشد. در صورت تغییر رنگ، از آن استفاده نکنید.

پاساژ دادن و آماده سازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی

- ۱- تک لایه سلولی از کشت‌های پایه که در محیط کشت استاندارد گسترش یافته را بررسی و مشاهده کنید تا از کانفلوئسی فاز رشد mid-log (۶۰-۸۰ درصد) مطمئن شوید (توصیه می‌شود از محیط DMEM با شماره کاتالوگ BI-1004 که دارای مکمل 10% FBS با شماره کاتالوگ BI-1201 است استفاده شود). محیط و سلول‌های شناور را از فلاسک کشت برداشته و دور بریزید. اجازه ندهید که سلول‌های بنیادی مزانشیمی پاساژ داده شده به طور کامل کانفلوئنت شوند، زیرا می‌تواند قابلیت مولتی پتانسیل آنها را کاهش دهد.
- ۲- به میزان ۱۰-۵ میلی لیتر PBS فاقد فسفر و منیزیم با شماره کاتالوگ BI-1401 اضافه کنید. تک لایه سلولی را به آرامی شستشو دهید.
- ۳- سپس PBS فاقد فسفر و منیزیم را بردارید، به مقدار کافی از تریپسین پیش گرم شده (BI-1603 یا BI-1604) را به فلاسک اضافه کنید و بطور کامل سطح کشت را پوشش دهید. به مدت ۵ تا ۸ دقیقه یا تا زمانی که سلول‌ها به طور کامل جدا شوند در ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتیگراد انکوبه کنید. استفاده بیش از حد از تریپسین منجر به کاهش بقا و توسعه سلول‌های بنیادی مزانشیمی می‌شود.
- ۴- سلول‌های جدا شده را به آرامی به داخل یک محلول سلولی تکی پیپت کنید و با میکروسکوپ معکوس بررسی و تایید کنید.
- ۵- سوسپانسیون سلولی را از فلاسک خارج و به یک لوله سانتریفوژ منتقل کنید.
- ۶- سلول‌ها را در ۱۰۰ Kg به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه سانتریفوژ کرده و رسوب بدهید.
- ۷- میزان حیات و نیز تراکم کلی سلول‌ها را با استفاده از رنگ آمیزی تریپان بلو (BI-1803) تعیین کنید.
- ۸- دوباره رسوب را در یک حجم مناسب از محیط رشد سلول‌های بنیادی مزانشیمی که از قبل گرم شده است حل کنید (DMEM + 10% FBS توصیه می‌شود).
- ۹- سلول‌ها را در محیط رشد سلول‌های بنیادی مزانشیمی در ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتیگراد در مجاورت رطوبت و ۴-۶ درصد CO_2 برای حداقل ۲ ساعت تا حداکثر ۴ روز انکوبه کنید. پلیت‌ها را در پاساژ فلاسک T25 با تعداد تقریباً 1×10^4 سلول در سانتی متر مربع برای سلول‌های با پاساژ کم یا 2×10^4 سلول در سانتی متر مربع در مورد سلول‌های با پاساژ زیاد، در محیط رشد استاندارد تلقیح کنید (DMEM + 10% FBS توصیه می‌شود). سلول‌های بنیادی مزانشیمی که بطور مستمر پاساژ داده شده‌اند، بعد از پاساژ ۱۰، بتدریج توانایی مولتی پتانسیل خود را از دست خواهد داد. یکی از مقادیر و پلیت‌های زیر را استفاده کنید:



- ۲ میلی لیتر محیط رشد در هر چاهک برای پلیت های ۲ چاهک ، یا
- ۱ میلی لیتر در هر چاهک برای پلیت های ۱۲ چاهک ، یا
- ۵/۰ میلی لیتر در هر چاهک برای پلیت های ۲۴ چاهک ، یا
- ۲۰۰ میکرولیتر برای پلیت های ۴۸ چاهک .

نکته

برای آزمون اسپکتروفتومتری ، سه چاهک را برای بلانک خالی بگذارید و سه چاهک از هر سویه ASC باید در محیط غیرالفا شده تست شود .

تمایز آدیپوژنز

۱. هر روز سلول ها را بررسی کنید تا از وجود کانفلونسی فاز رشد mid-log (۸۰-۶۰ درصد) مطمئن شوید، کل محیط کشت را برداشته و چاهک های تکرار شده را با محیط آدیپوپلاس (BI-1101) از پیش گرم شده و با محیط کنترل جایگزین کرده و انکوباسیون را ادامه دهید. سلول های بنیادی مزانشیمی همچنانکه در شرایط آدیپوژنیک تمایز می یابند به گسترش محدود خود ادامه می دهند، هر ۳ تا ۴ روز، کشت ها را دوباره غنی کنید. گسترش سلول های بنیادی مزانشیمی در محیط رشد برای ۲-۴ روز قبل از غنی کردن مجدد محیط آدیپوپلاس ، می تواند فرایند آدیپوژنز را افزایش دهد .

۲. پس از دوره های اختصاصی کشت، کشت های آدیپوژنیک را می توان با رنگ Oil Red O (BI-1802) پروسس کرد، از ۷-۱۴ روز، برای آنالیز بیان ژن ، یا تشخیص پروتئین استفاده کرد .

توجه: برخی از سویه های سلولی ممکن است به رشد خود ادامه دهند و در این شرایط به تراکم بیش از حد (نقطه ای که تک لایه سلولی کلامپ یا کنده شود) برسند .

توجه: برخی از کشت ها نسبت به سایرین ، با سرعت کمتری چربی انباشته می کنند. اگر به نظر می رسد کشت تمایز یافته است اما پس از ۲ هفته هنوز وزیکول های چربی در محیط آدیپوپلاس کوچک هستند، کشت را باید با محیط تازه آدیپوپلاس غنی کرده و برای ۴ روز دیگر به انکوباسیون را ادامه داد (در کل ۲۱ روز در شرایط آدیپوژنیک). پس از ۶ روز انکوباسیون با محیط تمایزی، قطرات چربی قابل رویت خواهد بود .

۳. سلول ها را یکبار با PBS فاقد کلسیم منیزیم سرد شستشو دهید. اگر از اسلایدهای کشت ۲ چاهکی استفاده می شود، محیط را خارج کنید و ۲ میلی لیتر PBS فاقد کلسیم منیزیم سرد برای هر چاهک ، یا ۱ میلی لیتر برای هر پلیت های ۱۲ چاهکی و ۲۴ چاهکی اضافه کنید (از این حجم ها در تمام مراحل زیر استفاده کنید).

۴. محلول شستشورا بردارید و محلول فرمالدهید/کلسیم را برای حداقل ۱۰ دقیقه در دمای اتاق ، یا حداکثر ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد اضافه کنید. اگر رنگ آمیزی Oil-Red-O تا این زمان انجام نشده است ، فیکساتیور را بردارید ، با PBS سرد جایگزین کرده و در دمای ۴ درجه سانتی گراد برای حداکثر یک هفته نگهداری کنید تا آماده رنگ آمیزی بماند .

منابع

1. Lillie, R.D. and Ashburn, L.L. 1943. Super-saturated solutions of fat stains in dilute isopropanol for demonstration of acute fatty degenerations not shown by Herxheimer technique. Arch. Pathol. 36: 432.
2. Moscatello, D.K. Cell culture media, kits, and methods of use. U.S. Patent Application 11542863, filed 10/04/2006; U.S. Provisional Patent Application No. 60/723,804, filed 10/06/2005.
3. Pittenger M.F., Mackay A.M., Beck S.C., Jaiswal R.K., Douglas R., Mosca J.D., Moorman M.A., Simonetti D.W., Craig S., and Marshak D.R. 1999. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science 284(5411):143-147.
4. Sekiya, I., Larson, B.L., Smith, J.R., Pochampally, R., Cui, J-G., and Prockop, D.J. 2002. Expansion of Human Adult Stem Cells from Bone Marrow Stroma: Conditions that maximize the yields of early progenitors and evaluate their quality. Stem Cells 20:530-541.
5. Sheehan, D.C. and Hrapchak, B.B. 1980. Lipids. In Theory and Practice of Histotechnology, Second Edition, Sheehan, D.C. and Hrapchak, B.B., Eds., Battelle Press, Columbus, OH. Pp202213.

ارجاعات

1. Alizadeh, Effat, et al. "Upregulation of MiR 122 via trichostatin a treatments in hepatocyte like cells derived from mesenchymal stem cells." Chemical biology & drug design 87.2 (2016): 296-305.
2. Abolhassani, S., K. Yavari, and J. Mohammadnejad. "Investigation of Isolating of Human Mesenchymal Stem Cells from Umbilical Cord Blood and Labeling them with 99m Technetium." Int J Stem Cell Res Transplant 4.6 (2016): 190-194.
3. Jalilzadeh-Tabrizi, Sepideh, et al. "A Biomimetic Emu Oil-Blended Electrospun Nanofibrous Mat for Maintaining Stemness of Adipose Tissue-Derived Stem Cells." Biopreservation and biobanking 16.2 (2018): 66-76.
4. Fayazi, Mehri, Mojdeh Salehnia, and Saeideh Ziaei. "Differentiation of human CD146-positive endometrial stem cells to adipogenic-, osteogenic-, neural progenitor-, and glial-like cells." In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal 51.4 (2015): 408-414.
5. Davoodian, Nahid, et al. "MicroRNA 122 overexpression promotes hepatic differentiation of human adipose tissue derived stem cells." Journal of cellular biochemistry 115.9 (2014): 1582-1593.
6. Alizadeh, Effat, et al. "The effect of dimethyl sulfoxide on hepatic differentiation of mesenchymal stem cells." Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology 44.1 (2016): 157-164.
7. Dayer, Dian, et al. "Sonic hedgehog pathway suppression and reactivation accelerates differentiation of rat adipose-derived mesenchymal stromal cells toward insulin-producing cells." Cytotherapy 19.8 (2017): 937-946.
8. Taghikani, Mohammad, and Fatemeh Eskandari. "Differentiation of Human MSCs Into Nsulin Producing Cells by Using Lentiviral Vector Carrying PDX-1."